

Ez3D-i



Diagnostic simplifié, Résultats clairs

Simple et intuitif : plus qu'un logiciel de diagnostic, Ez3D-i est un véritable outil de consultation virtuelle. Avec plus de 200 animations uniques, l'outil de consultation virtuelle vous donne les outils non seulement pour éduquer les patients sur les plans de traitement, mais aussi pour montrer comment le plan est pertinent pour leur cas spécifique.

NAVIGATION PANORAMIQUE 3D

- Naviguez facilement et obtenez une vue en coupe en utilisant notre nouveau mode de navigation panoramique 3D intuitif
- Il suffit de cliquer et de faire glisser notre fenêtre de visualisation sur le Panorama 3D pour obtenir une vue en coupe de cette région
- Angulation facile



SIMULATION D'IMPLANTS

- Disponible dans tous les modes de visualisation dans Ez3D-i (MPR/Section/3DPan)
- Modes de visualisation de la densité osseuse colorisée disponibles
- Fonction de détection automatique des collisions d'implants ajustable entre plusieurs implants et/ou le canal nerveux



ANALYSE DES VOIES AÉRIENNES EN 2 CLICS

En deux clics, obtenez le volume et la surface axiale minimale d'une voie respiratoire pour un diagnostic efficace des voies respiratoires



GESTION MULTI-FONCTIONS

Dessiner des courbes de coupe à partir de la vue MPR ou de la vue de section

- Gestion facile et jusqu'à 8 courbes de coupe différentes
- Manipulation intuitive de la vue en coupe par clic-glissement



- Divers modes de coloriage VR et filtres 2D

Analyse des voies aériennes EN 2 CLICS

- Outil de consultation virtuelle de Vatech

Navigation panoramique 3D (3D PAN)

- Simulation d'implants
- Gestion multi-fonctions

