



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET DIMENSIONS [UNITÉ: MM]

<b>POIDS</b>	Sans CEPH	137 kg (302 lbs) - Sans base
		190 kg (418.9 lbs) - Avec base
	Avec CEPH	162 kg (357.1 lbs) - Sans base
		215 kg (474 lbs) - Avec base
<b>HAUTEUR</b>	Sans base	Max. 2307.5 mm
	Avec base	Max. 2335.5 mm
<b>DIMENSIONS</b>	Sans CEPH	1155 (L) x 1595.8 (l) x 2307.5 (H) mm Sans base
		1155 (L) x 1595.8 (l) x 2335.5 (H) mm Avec base
	Avec CEPH	1904 (L) x 1595.8 (l) x 2307.5 (H) mm Sans base
		1904 (L) x 1595.8 (l) x 2335.5 (H) mm Avec base
<b>TYPE D'INSTALLATION</b>		Support de base / Fixation murale (Par défaut: type de fixation murale)




**VUE DU DESSUS SANS BASE** [UNITÉ: MM]

**AVEC CEPH**




**SANS CEPH**




**VUE DE FACE SANS BASE** [UNITÉ: MM]

**AVEC CEPH**




**SANS CEPH**




**AVEC SUPPORT MURAL**

**VUE DE FACE**




**VUE DE CÔTÉ**




VUE DU DESSUS AVEC BASE [UNITÉ: MM]

AVEC CEPH




SANS CEPH



VUE DE FACE AVEC BASE [UNITÉ: MM]

AVEC CEPH



SANS CEPH

