

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET DIMENSIONS [UNITÉ: MM]

Green X 16 Green X 18


POIDS	X16	Sans CEPH	162,9 kg (sans base) / 217,9 kg (avec base)
		Avec CEPH	187,9 kg (sans base) / 242,9 kg (avec base)
	X18	Sans CEPH	165,9 kg (sans base) / 220,9 kg (avec base)
		Avec CEPH	190,9 kg (sans base) / 245,9 kg (avec base)
HAUTEUR TOTALE	X16	Sans base	Min 2317,4 mm
		Avec base	Max 2345,4 mm
	X18	Sans base	Min 2315,4 mm
		Avec base	Max 2345,4 mm
DIMENSIONS	Sans CEPH	Sans base	1085 mm (L) x 1457.8 mm (l) x 2317.4 mm (H)
		Avec base	1085 mm (L) x 1457.8 mm (l) x 2345.4 mm (H)
	Avec CEPH	Sans base	1905.5 mm (L) x 1457.8 mm (l) x 2317.4 mm (H)
		Avec base	1905.5 mm (L) x 1457.8 mm (l) x 2345.4 mm (H)
TYPE D'INSTALLATION		Support de base / Fixation murale (Par défaut : Type de fixation murale)	




# vatech Green X 16 • X 18

## VUE DU DESSUS [UNITÉ: MM]

### AVEC CEPH




### SANS CEPH




## VUE DE FACE [UNITÉ: MM]

### AVEC CEPH



### SANS CEPH



\* un espace supplémentaire de 3 pouces (76.2 mm) est nécessaire derrière l'appareil pour l'installation d'un support mural (obligation sauf s'il y a une installation sur base)