



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET DIMENSIONS [UNITÉ: MM]

POIDS	Sans CEPH	137 kg (302 lbs) - Sans base
		190 kg (418.9 lbs) - Avec base
	Avec CEPH	162 kg (357.1 lbs) - Sans base
		215 kg (474 lbs) - Avec base
HAUTEUR	Sans base	Max. 2306 mm
	Avec base	Max. 2337.5 mm
DIMENSIONS	Sans CEPH	1144.3 (L) x 1557.5 (l) x 2306 (H) mm Sans base
		1144.3 (L) x 1557.5 (l) x 2337.5 (H) mm Avec base
	Avec CEPH	1905 mm (L) x 1557.5 (l) x 2306 (H) mm Sans base
		1905.9 (L) x 1557.5 (l) x 2337.5 (H) mm Avec base
TYPE D'INSTALLATION		Support de base / Fixation murale (Par défaut: type de fixation murale)




VUE DU DESSUS [UNITÉ: MM]

AVEC CEPH




SANS CEPH




VUE DE FACE [UNITÉ: MM]

AVEC CEPH



SANS CEPH



VUE DE FACE [UNITÉ: MM]

VUE DU CÔTÉ [UNITÉ: MM]

